


認知症予防のための ブレインタッチ ソリューション

シンプルなゲームほど
本当の
あなたが分かります。

ブレインタッチ BRAIN TOUCH

認知機能測定

認知機能の低下は、認知症の初期症状です。判断力、分析力、注意力、記憶力、言語力は、認知機能を司る脳の前頭前野の機能です。この認知機能のバランスを測定して健康に留意しましょう。




ブレインタッチは認知機能測定ゲーム

ブレインタッチは、信頼できる実証実験で得た認知機能判定です。
楽しみながら、脳の機能を測定します。
ランダム打点による判断力、分析力機能測定ゲーム
碁石の位置確認記憶によるエピソード記憶測定ゲーム
迷路を探索し目的達成するための計画力測定ゲーム
もぐらたたき、図形選びによる注意力測定ゲーム
単語拾いによる視覚言語理解力測定ゲーム


ブレインタッチ計測システム




ランダム打点(判断力)



碁石ゲーム(記憶)




迷路ゲーム(計画力)



もぐらたたき(注意力)



図形選び(注意力)



単語拾いゲーム(言語力)



パーシュートロータ(注意力)



測定と予防

認知機能と認知症の関係

エピソード記憶

注意分割

計画力
(思考力)

認知機能の低下



認知機能測定 : アルツハイマー型認知症に移行する前に低下する認知機能は「エピソード記憶」「注意分割」「計画力(思考力)」と分かってきました。この認知機能を、測定することにより、認知症の早期発見が可能となり、認知症予防につながります。

効果的な予防活動の要素 : 活動が、エピソード記憶、注意分割、計画力を刺激するもの、たくさんの手順を含み、新しい情報処理を含んでいる、個人の嗜好や価値観にあったおもしろく楽しいもの、生活に身近で分かりやすく、簡単操作である、脳の生理的な状態を良好に保つ、挑戦する意識を高め、脳の活力を得られるが挙げられます。

システム構成

USBフラッシュメモリー使用



メモリー容量は1GB以上を採用しております。

USBフラッシュメモリー内にソフトウェアが搭載されております。記憶媒体ですので消去されますとシステムが起動しなくなります。セキュリティーキーにより管理され提案するので他にコピーされても起動しません。

準備いただくもの: パソコン

OS: WindowsXP以上
CPUは600MHz以上
HDD: 20GB以上
メモリ: 256MB以上
モニター、キーボード
CDドライブ

BRAINTOUCHIはTHE BRAIN MEDICALの商標です。

Windowsは米国Microsoft社の登録商標です。

その他の会社名、製品名は、各社の登録商標です。

改良のため予告なしに変更することがあります。

製品情報

実績(病院)

近畿大学医学部、大阪大学医学部、東京女子医大、東京医科大学、昭和大学、立正大学、その他

実績(施設)

岐阜薬剤師会、四万十町十和医療福祉センター、NPO法人認知症介入指導協会、バストーン浅間台、京都予防医学センター、その他

施設

保険所、精神神経科、老人保健施設、老人ホーム、デイケアセンター、介護通信販売、フィットネスクラブ、脳ドック、その他

協力(敬称略)

林幹夫(元大阪厚生年金病院 神経精神科部長)
人見一彦(近畿大学医学部教授、医学博士)

標準価格

ブレインタッチ(計測システム): OPEN価格

内容

7種類の計測ソフトウェア1式

標準価格は、予告なしに変更される場合があります。

セキュリティー機能

USBフラッシュメモリー内にセキュリティーキーで登録されていますので他にコピーされても起動はしません。

オプションソフトウェア

ヘルスeブレイン(脳トレゲーム)
潜在能力計測システム(EQ測定)
その他
医療用ブレインタッチ21(認知症測定装置)
商品に関しては、お問い合わせください



安全に関するご注意
製品上の注意

: 正しく安全にお使いいただくために、ご使用になる前に必ず、「取扱説明書」、「使用上の注意」をよくお読みください。
改良のため予告なしに変更することがあります。

製造元 : THE BRAIN MEDICAL (株)

本 社 : 〒103-0025

東京都中央区日本橋茅場町3-1-8-703

03-3249-1351 / fax03-6273-2988

http://www.brainmedical.biz

E-mail info@brainmedical.biz

お問い合わせ、ご用命は下記へお申し付けください。